



PINZA BIPOLARE BINNER RETTA

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 30646

EAN / GTIN 8964000209899

Confezione 1

PINZE BIPOLARI UNIVERSALI CON COPERTURA ISOLANTE •

Modello: BINNER • Connettore: EU • Lunghezza: 18 cm (7") • Tipo di
punta: RETTA • Applicazione: ORL • Dimensione punta:

DATI REGOLATORI • DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

L1204

EAN / GTIN

8964000209899

CODICE GEF

30646



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica • verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it • Tel. 0573
1944697