



PINZA BIPOLARE BINNER ANGOLATA 45°

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 30648

EAN / GTIN 8023279306484

Confezione 1

PINZE BIPOLARI UNIVERSALI CON COPERTURA ISOLANTE ·

Modello: BINNER · Connettore: EUROPEO · Lunghezza: 19 cm (7 3/8")

· Tipo di punta: ANGOLATA 45° · Applicazione: ORL · Dimensione punta:

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II BCND
L1204EAN / GTIN
8023279306484CODICE GEF
30648

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697