



## PINZA BIPOLARE BAIONETTA 16,5 cm

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 30657

EAN / GTIN 8964000450178

Confezione 1

PINZE BIPOLARI UNIVERSALI CON COPERTURA ISOLANTE ·  
Modello: BAIONETTA · Connettore: EUROPEO · Lunghezza: 16,5 cm  
(6½") · Tipo di punta: RETTA · Applicazione: GENERALE · Dimensione  
punta: punte arrotondate 1 mm

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**II B**

CND

**L1204**

EAN / GTIN

**8964000450178**

CODICE GEF

**30657**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697