



PINZA ADSON 12,1 cm

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 30664

EAN / GTIN 8023279306644

Confezione 1

PINZE BIPOLARI UNIVERSALI CON COPERTURA ISOLANTE ·

Modello: ADSON · Connettore: EUROPEO · Lunghezza: 12,1 cm (6") ·

Tipo di punta: RETTA · Applicazione: GENERALE · Dimensione punta:

punte arrondate 1 mm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

L1204

EAN / GTIN

8023279306644

CODICE GEF

30664

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697