



## ELETTRODO AD AGO

Dispositivo medico

Classe II B

2 varianti

Codice GEF (SKU) 30670

EAN / GTIN 8033003260050

Confezione 1

ELETTRODI MONOUSO STERILI Ø 2,4 mm Elettrodo ad ago Ø 0,65 mm, monouso, sterile Lunghezza: 7 cm

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
30670	30670	8033003260050	1
30674	30674	8033003260289	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**II B**

CND

**K0201010301**

EAN / GTIN

**8033003260050**

CODICE GEF

**30670**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697