



ELETTRODO A SFERA 4mm

Dispositivo medico

Classe II B

2 varianti

Codice GEF (SKU) 30672

EAN / GTIN 8033003260043

Confezione 1

Elettrodo a sfera Ø 4 mm, monouso, sterile Lunghezza: 7 cm

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
30672	30672	8033003260043	1
30676	30676	8033003260074	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

K0201010301

EAN / GTIN

8033003260043

CODICE GEF

30672

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697