




Elettrodo Loop

Dispositivo medico

Classe II B

2 varianti

Codice GEF (SKU) 30678

EAN / GTIN 8023279306781

Confezione 1

Elettrodo LOOP - Ø 2,4 mm - monouso - sterile - Lunghezza stelo: 13 cm - Ampiezza elettrodo: 15 mm - Profondità elettrodo: 8 mm

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONI	EAN	CONFEZIONE
30678	15 x 8 mm	8023279306781	1
30679	20 x 10 mm	8023279306798	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

K02030101

EAN / GTIN

8023279306781

CODICE GEF

30678



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697