




ELETTRODO LAPAROSCOPIA UNCINO J

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 30684

Confezione 1

ELETTRODI STERILI PER LAPAROSCOPIA - manico lungo Elettrodo a uncino J - 47 cm Il manico lungo offre al chirurgo una presa migliore e rende lo strumento più equilibrato. Elettrodi monopolari senza aspirazione utilizzabili con qualunque elettrobisturi con cavo monopolare 4 mm (30609)

DATI REGOLATORI - DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

K02030101

CODICE GEF

30684



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it - Tel. 0573
1944697