



ELETTRODO LAPAROSCOPIA SPATULA

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) **30685**

Confezione **1**

ELETTRODI STERILI PER LAPAROSCOPIA - manico lungo Elettrodo a spatula - 47 cm Il manico lungo offre al chirurgo una presa migliore e rende lo strumento più equilibrato. Elettrodi monopolari senza aspirazione utilizzabili con qualunque elettrobisturi con cavo monopolare 4 mm (30609)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II B

CND
K02030101

CODICE GEF
30685



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697