



ELETTRODO LOOP QUADRATO 10 x 8 mm autoclavabile

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 30686

EAN / GTIN 8023279306866

Confezione 1

Elettrodo LOOP quadro - Ø 2,4 mm - autoclavabile a 134°C - non sterile - Lunghezza stelo: 13 cm - Ampiezza elettrodo: 10 mm - Profondità elettrodo: 8 mm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II BCND
K02030101EAN / GTIN
8023279306866CODICE GEF
30686

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697