




Elettrodo Loop Autoclavabile

Dispositivo medico

Classe II B

2 varianti

Codice GEF (SKU) 30687

EAN / GTIN 8023279306873

Confezione 1

Elettrodo LOOP - Ø 2,4 mm - autoclavabile a 134°C - non sterile -
Lunghezza stelo: 13 cm - Ampiezza elettrodo: 15 mm - Profondità
elettrodo: 8 mm

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONI	EAN	CONFEZIONE
30687	15 x 8 mm	8023279306873	1
30688	20 x 10 mm	8023279306880	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

K02030101

EAN / GTIN

8023279306873

CODICE GEF

30687



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697