

Diatermo MB Touch

Dispositivo medico

Classe II B

3 varianti

Codice GEF (SKU) **30693**EAN / GTIN **8033638325315**Confezione **1**

GEF Medica

DIATERMO MB 200 TOUCH - 200W Elettrobisturi ad alta frequenza adatto per interventi di chirurgia e microchirurgia di precisione monopolare e bipolare senza alterazioni tessutali. Può fornire potenza operativa ad alta frequenza anche per tempi brevi fino a centesimi di secondo. L'unità consente taglio puro CUT, taglio-coagulazione BLEND, incisioni con ridotta produzione di carbonizzazione ENHANCED, coagulazione superficiale FORCED COAG, coagulazione di profondità in assenza di necrosi SOFT COAG, taglio, coagulazione e sigillatura bipolari BIPOLAR CUT, BIPOLAR COAG e BIPOLAR SEALING, infine folgorazione FULGURATION. La lettura digitale della potenza erogata e la sorveglianza delle funzioni operative mediante microcontrollore assicurano l'assoluta affidabilità delle condizioni di lavoro. Diatermo MB 200 Touch permette una chirurgia altamente professionale grazie alle soluzioni ergonomiche e di sicurezza adottate. La connessione dell'elettrodo neutro e la sicurezza del contatto placca/paziente sono monitorate costantemente. La possibilità di comandare le funzioni e l'erogazione di potenza dal manipolo porta-elettrodi permette l'esecuzione degli interventi chirurgici senza distogliere l'attenzione dal campo operatorio. Software Sviluppato per fornire un'esperienza di lavoro semplice, funzionale e intuitiva. Con un solo tocco di un dito è possibile personalizzare lo schermo e le impostazioni di lavoro, modificare la potenza del taglio o della coagulazione e gestire ogni funzione del dispositivo. Raccomandato per: PRONTO SOCCORSO / NEUROCHIRURGIA / PNEUMOLOGIA / ENDOSCOPIA / PRIMO SOCCORSO / OTORINOLARINOLARINGOIATRA / UROLOGIA / GASTROENTEROLOGIA / CHIRURGIA VASCOLARE / VETERINARIA / GINECOLOGIA Utilizzabile per: ORTOPEDIA / RESEZIONE TRANSURETRALE TUR / CHIRURGIA PEDIATRICA / CHIRURGIA GENERALE / CHIRURGIA PLASTICA Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza max:
- PURE CUT: 200 W - 300 Ohm
- BLEND: 150 W - 300 Ohm
- ENHANCED: 150 W - 300 Ohm
- FORCED COAG: 150 W - 200 Ohm
- SOFT COAG: 100 W - 200 Ohm
- FULGURATION: 100 W - 1000 Ohm
- BIPOLAR SEALING: 200 W - 50 Ohm
- BIPOLAR COAG: 120 W - 50 Ohm
- BIPOLAR CUT: 120 W - 50 Ohm
- Tempo di emissione impulsi potenza RF: 10 ms - 30 sec
- Intervallo impulsi potenza RF: 1 - 30
- Circuito paziente: F
- Tensione d'ingresso selezionabile: 100 - 240 VCA
- Frequenza di rete: 360 KHz
- Potenza massima assorbita: 750 VA
- Dimensioni (LxAxP) - Peso: 370 x 145 x 300 mm - 6 kg
- Controlli: Controllo circuito placca/paziente, controllo della potenza emessa, autodiagnosi
- Sicurezza: EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-2
- Classificazione elettrica: I CF DDM 93/42 / CE: Classe II b

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
30693	MB 200	8033638325315	1
30695	MB 300	8033638325322	1
30697	MB 400	8033638325339	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

Z12010902

EAN / GTIN

8033638325315

CODICE GEF

30693



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it