



# DIATERMO MB 300 TOUCH

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) **30695**

EAN / GTIN **8033638325322**

Confezione **1**

Elettrobisturi di nuova generazione che consentono a due chirurghi di lavorare simultaneamente. Il generatore di radiofrequenza è idoneo per la microchirurgia e la chirurgia di precisione in modalità monopolare e bipolare. La semplicità ne consente l'utilizzo senza richiedere una preventiva formazione, con conseguente risparmio di tempo. La configurazione iniziale e la regolazione delle impostazioni durante un'operazione chirurgica possono essere facilmente selezionate dal grande schermo tattile. Prestazioni, usabilità, design e affidabilità - attivazione simultanea della modalità monopolare e bipolare - controllo dell'alimentazione secondo l'impedenza - alimentazione attivata da pedale e / o manipolo - controllo del contatto elettrodo neutro-paziente - funzione di taglio sotto soluzione salina TUR - taglio modulare in condizioni di umidità BLEND - sigillatura dei vasi sanguigni per chiudere vasi sanguigni fino a 7 mm - trattamento chirurgico mininvasivo - funzioni monopolari / bipolari - avvio/arresto automatici in modalità bipolare - regolazione dell'intensità dell'emissione sonora Un ambiente di lavoro intuitivo e logico Un ambiente di lavoro particolarmente semplice e intuitivo. La corrispondenza orizzontale tra i monitor, gli indicatori luminosi RGB e i connettori forniscono una visione d'insieme chiara e facilmente leggibile. L'ampio schermo tattile capacitivo da 9", con un elegante design piatto, assicura una più rapida ed efficiente pulizia in sala operatoria. Dispositivo di ultima generazione Chirurgia altamente professionale, con soluzioni ergonomiche e sicure. La connessione dell'elettrodo neutro è monitorata costantemente: se viene utilizzata una placca neutra bipartita, il dispositivo controlla il contatto tra il paziente e l'elettrodo. La possibilità di commutare le funzioni e attivare l'erogazione di potenza dal manipolo permette l'esecuzione degli interventi chirurgici senza distogliere l'attenzione dal campo operatorio. Software Sviluppato per fornire un'esperienza di lavoro semplice, funzionale e intuitiva. Con un solo tocco di un dito è possibile personalizzare e salvare le impostazioni di lavoro, modificare la potenza del taglio o della coagulazione e gestire ogni funzione del dispositivo. Raccomandato per: DERMATOLOGIA, ENDOSCOPIA, GASTROENTEROLOGIA, CHIRURGIA GENERALE, GINECOLOGIA, NEUROCHIRURGIA, OTORINOLARINGOIATRIA, CHIRURGIA PEDIATRICA, CHIRURGIA PLASTICA, PNEUMOLOGIA, UROLOGIA, VETERINARIA Utilizzabile per: ORTOPEDIA, CHIRURGIA TORACICA, RESEZIONE TRANSURETRALE (TUR), CHIRURGIA VASCOLARE Made in Italy.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza max PURE CUT: 300 W - 300 Ohm
- Potenza max BLEND: 200 W - 300 Ohm
- Potenza max ENHANCED: 200 W - 300 Ohm
- Potenza max FORCED COAG: 120 W - 150 Ohm
- Potenza max SOFT COAG: 120 W - 200 Ohm
- Potenza max FULGURATION: 80 W - 500 Ohm
- Potenza max BIPOLAR TUR: 250 W - 200 Ohm
- Potenza max BIPOLAR CUT: 150 W - 100 Ohm
- Potenza max BIPOLAR COAG: 150 W - 50 Ohm
- Potenza max BIPOLAR SEALING: 250 W - 50 Ohm
- Frequenza di lavoro: 360 kHz
- Circuito paziente: F
- Tensione ingresso selezionabile: 100-240 Vac
- Frequenza di rete: 50-60 Hz
- Potenza massima assorbita: 1000 VA
- Dimensioni LxAxP: 450 x 200 x 420 mm
- Peso: 15,5 kg
- Controlli: Controllo circuito placca/paziente, Controllo potenza emessa, Autodiagnosi, Controllo correnti di dispersione HF, Compensazione fluttuazioni di rete
- Sicurezza: EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-2-2, Classe elettrica: I CF, DDM 93/42/CEE Classe: II b

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**II B**

CND

**Z12010902**

EAN / GTIN

**8033638325322**

CODICE GEF

**30695**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](https://www.gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](https://www.gefmedica.it)