



Termocautere Punta Fine

Dispositivo medico

Classe II B

2 varianti

Codice GEF (SKU) 30700

EAN / GTIN 8033003260296

Confezione 1

TERMOCAUTERE 1.200°C - punta fine - conf. da 10 Dispositivo bipolare a batteria, sterile, per la cauterizzazione di piccoli vasi. Dotata di punta fine, richiesta nella maggior parte degli interventi chirurgici. Batteria interna a lunga durata (60 min.) Lunghezza 18 cm. Made in Italy. Applicazioni: Chirurgia cardiovascolare, toracica Proctologia Ginecologia Neurochirurgia Ortopedia Urologia Ostetricia Otolaringologia Chirurgia plastica e ricostruttiva Oftalmologia Dermatologia Chirurgia odontoiatrica

CARATTERISTICHE TECNICHE

- HTC (Termocautere ad Alta Temperatura)
- Forma punta: Fine
- Lunghezza punta: 28mm
- Temperatura °C/°F: 1200/2200
- Peso: 65g

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TEMPERATURA	EAN	CONFEZIONE
30700	1.200°C	8033003260296	1
30704	600°C	8033003260098	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II BCND
Z12010901EAN / GTIN
8033003260296CODICE GEF
30700

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697