



TERMOCAUTERE 1.200°C punta spessa

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 30701

EAN / GTIN 8033003262979

Confezione 1

TERMOCAUTERE - 1.200°C - punta larga - conf. da 10 Dispositivo bipolare a batteria, sterile, per la cauterizzazione di piccoli vasi. Dotata di punta larga, richiesta nella maggior parte degli interventi chirurgici. Batteria interna a lunga durata (60 min.) Lunghezza 18 cm. Made in Italy. Applicazioni: Proctologia Neurochirurgia Ortopedia Otolaringologia Chirurgia plastica e ricostruttiva

CARATTERISTICHE TECNICHE

- HTC (Termocautere ad Alta Temperatura)
- Forma punta: Larga
- Lunghezza punta: 28mm
- Temperatura °C/°F: 1200/2200
- Peso: 65g

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II B

CND

Z12010901

EAN / GTIN

8033003262979

CODICE GEF

30701

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697