



TERMOCAUTERE 1.200°C asta lunga punta fine

Dispositivo medico

Classe II B

Codice GEF (SKU) 30702

EAN / GTIN 8033003260104

Confezione 1

TERMOCAUTERE STELO LUNGO - 1.200°C - punta fine - conf. da 10
Dispositivo bipolare a batteria, sterile, per la cauterizzazione di piccoli vasi. con punta montata su uno stelo lungo 12 cm. Cauterizzazione precisa anche nei punti di difficile accesso. Batteria interna a lunga durata (60 min.) Stelo lungo 12 cm Made in Italy. Applicazioni: Proctologia Chirurgia generale Chirurgia ginecologica Neurochirurgia Otolaringologia

CARATTERISTICHE TECNICHE

- HTC (Termocautere ad Alta Temperatura)
- Forma punta: Fine
- Lunghezza punta: 125mm
- Temperatura °C/°F: 1200/2200
- Peso: 78g

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II BCND
Z12010901EAN / GTIN
8033003260104CODICE GEF
30702

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697