



## Lampada con Lente Gimnord Plus LED Bianca Regolabile - da Tavolo Disponibile Giugno 2025

Codice GEF (SKU) 30714

GIMANORD PLUS CON DIMMER da tavolo con morsetto Questo modello presenta una lente di ingrandimento biconvessa in vetro ottico con Ø 120 mm. La luce a LED fredda consente l'uso prolungato senza causare

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- GIMANORD PLUS CON DIMMER da tavolo con morsetto Questo modello presenta una lente di ingrandimento biconvessa in vetro ottico con Ø 120 mm. La luce a LED fredda consente l'uso prolungato senza causare problemi alla vista. Schermo in policarbonato per proteggere la sorgente luminosa. Adatta per dermatologia. Dispositivo medico di Classe I. Design Il nuovo design rende la lampada molto facile da usare e manovrare, con una rotazione aggiuntiva del riflettore. Comando a sfioramento L'intensità luminosa è regolabile dal 4% al 100% con un lieve tocco del pulsante. Spine intercambiabili Il trasformatore, integrato nella spina per un movimento più leggero e scorrevole del braccio, è dotato di spine intercambiabili (UK, US, EU). Manuale QR: GB, FR, IT, ES, PT Made in Italy.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF

**30714**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697