



## Lampada con Lente Gimnord Plus LED - da Tavolo

Codice GEF (SKU) 30716

GIMANORD PLUS da tavolo con morsetto Questo modello presenta una lente di ingrandimento biconvessa in vetro ottico con Ø 120 mm. La luce a LED fredda consente l'uso prolungato senza causare problemi alla vista. Schermo in policarbonato per proteggere la sorgente luminosa. Adatta per dermatologia. Dispositivo medico di Classe I. Design Il nuovo design rende la lampada molto facile da usare e manovrare, con una rotazione aggiuntiva del riflettore. Comando a sfioramento L'intensità luminosa è regolabile dal 4% al 100% con un lieve tocco del pulsante. Spine intercambiabili Il trasformatore, integrato nella spina per un movimento più leggero e scorrevole del braccio, è dotato di spine intercambiabili (UK, US, EU). Manuale QR: GB, FR, IT, ES, PT Made in Italy.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- GIMANORD PLUS da tavolo con morsetto
- Questo modello presenta una lente di ingrandimento biconvessa in vetro ottico con Ø 120 mm. La luce a LED fredda consente l'uso prolungato senza causare problemi alla vista. Schermo in policarbonato per proteggere la sorgente luminosa. Adatta per dermatologia. Dispositivo medico di Classe I.
- Design
- Il nuovo design rende la lampada molto facile da usare e manovrare, con una rotazione aggiuntiva del riflettore.
- Comando a sfioramento
- L'intensità luminosa è regolabile dal 4% al 100% con un lieve tocco del pulsante.
- Spine intercambiabili
- Il trasformatore, integrato nella spina per un movimento più leggero e scorrevole del braccio, è dotato di spine intercambiabili (UK, US, EU).
- Manuale QR: GB, FR, IT, ES, PT
- Made in Italy.

CODICE GEF

**30716**



**ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONE**

**GEF Medica** · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](https://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](https://gefmedica.it)