



Schermo in Plexiglass per 30714-19

Codice GEF (SKU) **30720**

EAN / GTIN **8023279307207**

Confezione **1 pz.**

Copertura plexiglass per 30716-9 - ricambio

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279307207

CODICE GEF

30720



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697