

# Lampada LED Alfa-flex

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 30723

EAN / GTIN 8023279307238

Confezione 1

LAMPADA LED ALFA-FLEX

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipo di illuminazione: LED
- Consumo (Watt): 8
- Durata della lampadina (ore): > 60.000
- Intensità luminosa a 50 cm (lux): 60.000
- Intensità luminosa a 1 m (lux): 20.000
- Temperatura di colore  $\pm$  5% a 1 m (K): 4.500
- Indice di resa cromatica (Ra)%: 94
- Campo luminoso a 50 cm ( $\varnothing$  mm): 150
- Diametro esterno del riflettore (mm) 95
- Colore: bianco
- Norme: IEC 60601-1 EN 60601-1-2
- Marchi: UE 2017/745 CE 93/42
- Peso (kg): 5
- Tensione di esercizio V: 100-240
- Frequenza Hz: 50/60

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MONTAGGIO	EAN	CONFEZIONE
30723	su carrello	8023279307238	1
30724	da parete	8023279307245	1
30725	da tavolo	8023279307252	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
ICND  
Z12010702ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONE

EAN / GTIN

**8023279307238**

CODICE GEF

**30723**



**GEF Medica** · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697

*Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.*

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1

**info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)**