

Lampada LED Alfa-fix

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 30726

EAN / GTIN 8023279307269

Confezione 1

LAMPADA LED ALFA-FIX



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipo di illuminazione: LED
- Consumo (Watt): 8
- Durata della lampadina (ore): > 60.000
- Intensità luminosa a 50 cm (lux): 60.000
- Intensità luminosa a 1 m (lux): 20.000
- Temperatura di colore \pm 5% a 1 m (K): 4.500
- Indice di resa cromatica (Ra)%: 94
- Campo luminoso a 50 cm (\varnothing mm): 150
- Diametro esterno del riflettore (mm) 95
- Colore: bianco
- Norme: IEC 60601-1 EN 60601-1-2
- Marchi: UE 2017/745 CE 93/42
- Peso (kg): 5
- Tensione di esercizio V: 100-240
- Frequenza Hz: 50/60

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MONTAGGIO	EAN	CONFEZIONE
30726	su carrello	8023279307269	1
30727	da parete	8023279307276	1
30728	su carrello, con batteria	8023279307283	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ICND
Z12010702ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE

EAN / GTIN

8023279307269

CODICE GEF

30726



GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. **0573 1944697** - gefmedica.it