

GEF Medica

Lampadina Ricambio per Scialitiche 3 Fari Fino a Matricola 8624

Codice GEF (SKU) **30733**

Lampadine per scialitica a 3 luci: lampadina alogena 25W, 12V - fino a numero di serie no. 8624.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lampadine per scialitica a 3 luci:
- lampadina alogena 25W, 12V - fino a numero di serie no. 8624.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF

30733

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697