




Lampada Con Lente Dermaled

Codice GEF (SKU) 30736

EAN / GTIN 8023279307368

Confezione 1

LAMPADA INGRANDENTE DERMALED Lampada a LED con luce fredda, lente d'ingrandimento 3 diottrie e regolazione della luminosità. Disponibile con carrello molto stabile a 5 rotelle e un braccio articolato per facilitare i movimenti e il fissaggio della lampada. Manuale in GB, IT.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipo illuminazione: LED
- Tensione: 7 W
- Diottrie: 3 (vetro grande)
- Temperatura di colore: 7.500-9.500 °K
- Intensità luminosa a 20 cm: 2.400 lux
- Tensione di esercizio: 100-240 V - 50/60 Hz
- Peso netto/lordo: 12,8-15 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279307368

CODICE GEF

30736



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697