



## Lampada LED LUPA CON Lente

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 30737

EAN / GTIN 8436562860073

Confezione 1

LAMPADA INGRANDENTE A LED LUPA - carrello Lampade a LED, di concezione intelligente con luce fredda e ingrandimento di 5 diottrie. Generano una luce senza ombre. La base con 5 rotelle e il braccio articolato facilitano lo spostamento. Manuale in GB, FR, IT, ES, PT, DE. Made in Spain. Altezza 90 cm (braccio) + 95 cm (carrello). Peso: 11,8 Kg (Carrello da 8,8 kg + braccio da 3 kg)

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipo di luce: 60 LED - HF 6 W
- Diottrie: 5
- Lente: Ø 12,7 cm
- Temperatura di colore: 6.500 ° K
- Tensione di funzionamento: 110-230 V - 50/60 Hz
- Classe I.
- Marchi: 93/42 / CEE
- Durata della lampada: 40.000 ore

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

| CODICE GEF / SKU | MONTAGGIO   | EAN           | CONFEZIONE |
|------------------|-------------|---------------|------------|
| 30737            | su carrello | 8436562860073 | 1          |
| 30739            | da tavolo   | 8436562860073 | 1          |

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12010701

EAN / GTIN

8436562860073

CODICE GEF

30737



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) · Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)