



# MANIPOLO AUTOCLAVABILE per Tris, Pentaed30, 63N, D400, D600, Quattroluci

Codice GEF (SKU) **30738**

EAN / GTIN **8023279307382**

Confezione **1**

Impugnatura autoclavabile - ricambio

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279307382**

CODICE GEF

**30738**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697