



Lampada Alogena Luxiflex 50.000 lux

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 30754

EAN / GTIN 8436562860004

Confezione 1

LUXIFLEX su carrello - alogena Lampada elegante e versatile per esami e piccola chirurgia in ambulatori, cliniche e ospedali. Adatta anche per esami e interventi veterinari. Classe II. Funzionamento sicuro a bassa tensione senza raggi infrarossi. Trasformatore elettronico situato nella parte inferiore della lampada. Il braccio flessibile e il carrello con 5 rotelle facilitano l'uso e il trasporto. Manuale in: GB, FR, IT, DE, ES, PT Altezza 70 cm (braccio) + 92 cm (carrello) Made in Spain.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipo di illuminazione: alogena
- Consumo (Watt): 35
- Durata dei bulbi (ore):> 5.000
- Intensità della luce a 50 (lux):> 35.000
- Intensità della luce a 1 m (lux): 12.000
- Temperatura di colore al 5% a 1 m (K): 3.000
- Indice di resa cromatica (Ra)%: 100
- Dimensione del campo luminoso a 50 cm (Ø mm): 150
- Ø esterno del riflettore (mm): 80
- Colore: bianco
- Norme: EN 60601-1-2
- Marchi: EU 2017/745
- Peso (kg):
- Tensione di esercizio V: 230
- Hz operativo: 50/60

CLASSE DM

I

CND

Z12010702

EAN / GTIN

8436562860004

CODICE GEF

30754



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it