



LAMPADINA ALOGENA PER LUXIFLEX

Codice GEF (SKU) 30757

EAN / GTIN 8711500413871

Confezione 1

Lampadina alogena di ricambio per lampada Luxiflex.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8711500413871

CODICE GEF

30757



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697