



LAMPADINA ALOGENA 20W per SOLESUD 2 ricambio per 30747/8

Codice GEF (SKU) 30764

EAN / GTIN 8023279307641

Confezione 1

Lampadina 20W - ricambio per codici 30747/30748 lampada Solesud 2

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279307641

CODICE GEF

30764



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697