

GEF Medica

# Lampadina Alogena 50W per Solesud - Ricambio per 30745-6

Codice GEF (SKU) 30765

Lampadina 50W - ricambio per codici 30745/30746 lampada Solesud

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lampadina 50W - ricambio per codici 30745/30746 lampada Solesud

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF  
**30765**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697