

GEF Medica

Lampadina Alogena 35W per Simplex - Ricambio

Codice GEF (SKU) 30766

Lampadina Simplex di ricambio - IRC 35 W

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lampadina Simplex di ricambio - IRC 35 W

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
30766



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697