

GEF Medica

Lampadina Fluorescente 22W per Solenord/gimanord 30750-1 - Ricambio

Codice GEF (SKU) 30767

Lampadina fluorescente 22W - ricambio per codici 30740/41/50/51,
lampade Solenord e Gimanord.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lampadina fluorescente 22W - ricambio per codici 30740/41/50/51, lampade Solenord e Gimanord.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
30767



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697