



Vetro Diametro 12,3 Cm - Ricambio per 30747-8

Codice GEF (SKU) 30770

Vetro di ricambio Ø 12,3 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Vetro di ricambio Ø 12,3 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
30770



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697