



CIRCOLINA PLEXIGLASS per cod. 30750/1

Codice GEF (SKU) 30771

EAN / GTIN 8023279307719

Confezione 1

Copertura plexiglass per 30750-1 - ricambio Vecchi modelli

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279307719

CODICE GEF

30771



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697