



MANICO AUTOCLAVABILE per scialitiche Pentaled

Codice GEF (SKU) 30785

EAN / GTIN 8023279307856

Confezione 1

Impugnatura autoclavabile - ricambio per Pentaled 30 fino a s/n 12071.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279307856

CODICE GEF

30785



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697