




## PentaLED 12

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 30787

EAN / GTIN 8023279307870

Confezione 1

PentaLED 12 - carrello - 100.000 Lux a 1 m - luce indiretta con 12 riflettori ellittici. Riflettono i raggi di luce emessi dai LED. Non abbaglia e non affatica gli occhi. PENTALED è una combinazione perfetta tra tecnologia avanzata, innovazione, ergonomia e una struttura dal design compatto, ultraleggero e maneggevole. Disponibile in 5 versioni

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Intensità luminosa a 1 m di distanza Lux 100,000
- Temperatura di colore K° 4,500
- LED n. 12
- Durata media LED ore 60.000
- Indice di Resa Cromatica (CRI) Ra 95
- Diametro del campo illuminato Ø mm 160
- Profondità d'illuminamento (L1+L2) a 60% cm 75
- Energia totale irradiata Ec W/m2 370
- Peso (plafoniera, mobile, a muro, doppia) kg 13-21-12-20
- Alimentazione V/Hz 100-240V, 50-60Hz
- Norme: IEC 60601-2-41, UE 2017/745, dispositivo medico Classe I

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
ICND  
Z12010702EAN / GTIN  
8023279307870CODICE GEF  
30787

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697