



## PENTALED 12

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **30790**

EAN / GTIN **8023279307900**

Confezione **1**

PentaLED 12 - a muro - 100.000 Lux a 1 m - luce indiretta con 12 riflettori ellittici. Riflettono i raggi di luce emessi dai LED. Non abbaglia e non affatica gli occhi. PENTALED è una combinazione perfetta tra tecnologia avanzata, innovazione, ergonomia e una struttura dal design compatto, ultraleggero e maneggevole. Disponibile in 5 versioni (carrello, plafoniera, doppia plafoniera, carrello con gruppo batterie e a muro); le sue

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Intensità luminosa a 1 m di distanza Lux 100,000
- Temperatura di colore K° 4,500
- LED n. 12
- Durata media LED ore 60.000
- Indice di Resa Cromatica (CRI) Ra 95
- Diametro del campo illuminato Ø mm 160
- Profondità d'illuminamento (L1+L2) a 60% cm 75
- Energia totale irradiata Ec W/m<sup>2</sup> 370
- Peso (plafoniera, mobile, a muro, doppia) kg 13-21-12-20
- Alimentazione V/Hz 100-240V, 50-60Hz
- Norme: IEC 60601-2-41, UE 2017/745, dispositivo medico Classe I

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**Z12010702**

EAN / GTIN

**8023279307900**

CODICE GEF

**30790**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697