



# MANICO AUTOCLAVABILE ricambio per Pentaed 12, 28, 30E Light

Codice GEF (SKU) 30793

EAN / GTIN 8023279307931

Confezione 1

Maniglia autoclavabile - ricambio

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279307931

CODICE GEF

30793



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697