



Manico Portaluce Flyer - a Luce LED

Codice GEF (SKU) 30794

Potente fonte di luce per endoscopi. MANICO LED FLYER 2,5 V -
LUCE BIANCA • 60.000 lux • Funziona con 2 pile AAA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potente fonte di luce per endoscopi. MANICO LED FLYER 2,5 V - LUCE BIANCA
- 60.000 lux
- Funziona con 2 pile AAA

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
30794



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697