



Manico Portaluce Flyer

Codice GEF (SKU) 30795

Potente fonte di luce per endoscopi. MANICO ALOGENO FLYER 2,5 V
• 60.000 lux • Funziona con 2 pile AAA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potente fonte di luce per endoscopi. MANICO ALOGENO FLYER 2,5 V
- 60.000 lux
- Funziona con 2 pile AAA

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
30795



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697