

LAMPADINA ricambio per cod. 30799

Codice GEF (SKU) 30800

EAN / GTIN 8023279308006

Confezione 1

Lampadina alogena di ricambio 6.0 V per manipolo illuminato (cod. 30799).



DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279308006

CODICE GEF

30800



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697