



FRNTE DI LUCE

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 30803

EAN / GTIN 8023279308037

Confezione 1

FRNTE DI LUCE GIMALED 200 K - 16 LED Lampada compatta, leggera e potente per uso endoscopico. Una ventola silenziosa esegue il necessario raffreddamento all'interno della struttura metallica della lampada. Il pulsante a sfioramento consente di regolare l'intensità luminosa. Peso: 3 kg Disponibili connettori per cavi STORZ, WOLF, OLYMPUS, PENTAX, FUJINON. Manuale: GB, ES, FR, IT, PT. Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Innesso per cavi, SCHOLLY e LUT
- Illuminazione a 2,5 cm: 147.000 Lux \pm 10 %
- Temperatura di colore: 5000 K \pm 5%
- IRC (Indice di resa cromatica): 89 Ra
- Potenza massima assorbita: 34 VA
- Alimentazione: 100-240V, 50/60 Hz
- Durata LED: 60.000 ore
- Dimensioni: 27x17x h 11 cm
- Norme: IEC 60601-1, IEC 60601-2-18 Classe II

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z129004

EAN / GTIN

8023279308037

CODICE GEF

30803



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697