



LAMPADINA DI RICAMBIO PER FONTE DI LUCE

Codice GEF (SKU) **30808**

EAN / GTIN **8023279308082**

Confezione **1**

Lampadina di ricambio per fonti di luce.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279308082

CODICE GEF

30808



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697