



Connettore Cavo Olympus - Fonte

Codice GEF (SKU) **30812**

EAN / GTIN **8023279308129**

Connettori per collegare cavi OLYMPUS alle fonti di luce.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Connettori per collegare cavi OLYMPUS alle fonti di luce.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279308129

CODICE GEF

30812



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697