

GEF Medica

## Cavo a Fibre Ott. 3,5x1.800 Mm - Senza Adattatori

Codice GEF (SKU) 30817

Cavo a fibre ottiche di alta qualità, con armatura di protezione che ne garantisce un'alta resistenza e flessibilità, con caratteristiche uniche: - terminali alle fonti di luce resistenti fino a 134°C - le fibre ottiche di alta qualità tedesca garantiscono la massima illuminazione - completamente autoclavabile (garanzia 12 mesi) - conforme alle norme MedGV tedesche e alle norme internazionali in vigore, marcato CE. - non causa interferenze elettriche con le unità di chirurgia endoscopica - i raccordi in acciaio INOX chirurgico resistono all'uso e alla corrosione - adattatori in acciaio INOX per i proiettori di luce alogena delle marche più conosciute

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cavo a fibre ottiche di alta qualità, con armatura di protezione che ne garantisce un'alta resistenza e flessibilità, con caratteristiche uniche:
- terminali alle fonti di luce resistenti fino a 134°C
- le fibre ottiche di alta qualità tedesca garantiscono la massima illuminazione
- completamente autoclavabile (garanzia 12 mesi)
- conforme alle norme MedGV tedesche e alle norme internazionali in vigore, marcato CE.
- non causa interferenze elettriche con le unità di chirurgia endoscopica
- i raccordi in acciaio INOX chirurgico resistono all'uso e alla corrosione
- adattatori in acciaio INOX per i proiettori di luce alogena delle marche più conosciute

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF  
30817



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697