



## CAVO A FIBRE OTT. 4,8x1.800 mm senza adattatori

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **30818**EAN / GTIN **8023279308181**Confezione **1**

Cavo a fibre ottiche di alta qualità, con armatura di protezione che ne garantisce un'alta resistenza e flessibilità, con caratteristiche uniche: - terminali alle fonti di luce resistenti fino a 134°C - le fibre ottiche di alta qualità tedesca garantiscono la massima illuminazione - completamente autoclavabile (garanzia 12 mesi) - conforme alle norme MedGV tedesche e alle norme internazionali in vigore, marcato CE. - non causa interferenze elettriche con le unità di chirurgia endoscopica - i raccordi in acciaio INOX chirurgico resistono all'uso e alla corrosione - adattatori in acciaio INOX per i proiettori di luce alogena delle marche più conosciute

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**V9099**

EAN / GTIN

**8023279308181**

CODICE GEF

**30818**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697