



ADATTATORE CAVO / FONTE

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 30830

EAN / GTIN 8023279308303

Confezione 1

Adattatore per collegare i cavi F.O. alle fonti di luce.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V9099

EAN / GTIN

8023279308303

CODICE GEF

30830



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697