



Adattatore Cavo /fonte Wolf

Codice GEF (SKU) **30832**

EAN / GTIN **8023279308327**

Adattatore per collegare i cavi F.O. alle fonti di luce WOLF - HENKE SASS - DYONICS - MEDICON - COMEG.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Adattatore per collegare i cavi F.O. alle fonti di luce WOLF - HENKE SASS - DYONICS - MEDICON - COMEG.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279308327

CODICE GEF

30832



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697