



Adattatore Cavo /fonte Olympus

Codice GEF (SKU) **30833**

EAN / GTIN **8023279308334**

Adattatore per collegare i cavi F.O. alle fonti di luce OLYMPUS.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Adattatore per collegare i cavi F.O. alle fonti di luce OLYMPUS.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279308334

CODICE GEF

30833



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697