



Schermo Protettivo - Ribaltabile

Codice GEF (SKU) 30843

EAN / GTIN 8023279308433

SCHERMO PROTETTIVO - schermo sollevabile Schermo facciale protettivo in policarbonato con estesa superficie trasparente e grado elevato di copertura, consente di mantenere il contatto visivo prot

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SCHERMO PROTETTIVO - schermo sollevabile Schermo facciale protettivo in policarbonato con estesa superficie trasparente e grado elevato di copertura, consente di mantenere il contatto visivo proteggendo gli occhi e le mucose in completa sicurezza. Igienizzabile, ha una misura universale ed è estremamente ergonomico grazie alla banda con chiusura simil-velcro e all'imbottitura morbida intercambiabile. Idoneo per uso clinico/professionale e personale. Utilizzabile con gli occhiali, offre un'ampia visione periferica. Lo schermo protettivo è conforme agli standard internazionali (DPI, UE 2016/425, Classe II, EN 166:2001). Fornito in sacchetto di polietilene con istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, RO, PL, SE, HU, CZ. Peso: 125 g. Dimensione dello schermo: 240 mm (h) x 180 mm Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279308433

CODICE GEF

30843



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697