



RACCORDO PER OTTICA WOLF

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **30845**

EAN / GTIN **8023279308457**

Confezione **1**

RACCORDO PER ENDOSCOPI WOLF da montare sull'endoscopio per connettere i cavi F.O.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V9099

EAN / GTIN

8023279308457

CODICE GEF

30845



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697